


## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

<b>NAZWA</b>	<b>PRZYŁBICA OCHRONNA BANTEX</b>
<b>ZDJĘCIE</b>	
<b>KOD SAP</b>	<b>400144536</b>
<b>KOD EAN</b>	5901466229835 (szt.) / 5901466229842 (kar)
<b>PRZEZNACZENIE</b>	Ośłona twarzy
<b>WYMIARY SZYBKII</b>	23cm x 32,8cm x 0,4cm
<b>PARAMETRY OPTYCZNE SZYBKII</b>	Przepuszczalność światła 82% I klasa optyczna
<b>WAGA Z OPAKOWANIEM / BEZ OPAKOWANIA</b>	84g / 77g
<b>KARTON ZBIORCZY</b>	30 szt.
<b>ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE</b>	2430 szt.
<b>SUROWIEC</b>	OPASKA ABS KUMHO 750 SZYBKKA PVC

<b>REGULACJA</b>	Przyłbica jest wykonana z elastycznego tworzywa i dopasowuje się do obwodu głowy. W celu lepszej stabilizacji można dodatkowo założyć na końcówki opaski dołączonej do zestawu gumkę.
<b>WYMIANA SZYBK</b>	Szybka przyłbicy może być wymieniana. Standardowo w zestawie występuje 1 szybka, istnieje możliwość umieszczenia w opakowaniu większej ilości szybek w celu wymiany lub zakup dodatkowych szybek.
<b>ATEST</b>	Pozytywna opinia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Przyłbica spełnia wymagania środków ochrony oczu i twarzy w działaniach na rzecz opanowania wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby COVID-19. Może być użyta wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
<b>DEZYNFEKCJA</b>	Produkt należy dezynfekować po każdym użyciu za pomocą dostępnych środków dezynfekujących (mogą być to środki na bazie alkoholu) wg instrukcji na ich opakowaniu.
<b>MYCIE</b>	W przypadku zabrudzenia można zastosować środki myjące, np. płyn do mycia szyb. Przetrzeć miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym.